



## Automatisches Sphygmomanometer Aracena

# Automatisches Sphygmomanometer Aracena

## Mechanische Kennzeichen

- Das Gestell ist aus Blech hergestellt und die Vorderseite aus Polyurethan mit sanfter und eleganter Formführung.
- Ein Gerät mit nur geringen Abmessungen, das seine Elektronik und Komponenten auf einem sehr kleinen Raum unterbringt, was allgemeines Erstaunen hervorruft.
- Die Einheit wird vervollständigt durch einen Tisch, speziell für diesen Zweck ausgelegt, wodurch insgesamt ein wirklich attraktives Erzeugnis gebildet wurde.

## Funktion

- Nachdem der Benutzer Platz genommen hat, wirft er eine Münze ein und legt seinen Arm in das Armband. In wenigen Sekunden beginnt der Blutdruckmesser den Blutdruck zu messen (maximal, minimal und Pulsschlag) über die Oszillometer-Methode. Der Apparat druckt abschließend ein Ticket mit den Messergebnissen aus.

## Technische Kennzeichen

- Ermittlung des Blutdrucks über die Oszillometer-Methode.
- Ausdruck des Tickets mit den gemessenen Werten und dem Herzrhythmus.
- Sichtung der Daten auf dem grafischen LCD Bildschirm Eingebaute interaktive Führung für die Anwendung des Apparats.
- Grafische Darstellung des Herzrhythmus auf dem Bildschirm.
- Abgestimmt auf die Vorschriften 93/24/CEE für sanitäre Erzeugnisse.

## Technische daten

102 x 51 x 43 cm  
(Höhe) (Breite) (Tiefe)

Gewicht: 12 Kg.

Verbrauch: 40 W

120/230 Vac – 50/60 Hz

## Farben

☐ Weiss



DAVI & CIA

C/ MURCIA, 35G  
TEL. +34 936543232  
BARCELONA - SPANIEN

09:55 24/05/04

SYSTOLISCHER  
BLUTDRUCK = 119mmHg

DIASTOLISCHER  
BLUTDRUCK = 72mmHg

DURCHSCHNITT = 83 bpm

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN  
SISTOLISCHEN/DIASTOLISCHEN  
BLUTDRUCK

SYSTOLISCH	DIASTOLISCH
normal bis:	
140	90
erhöht:	
141-159	91-94
Hoch ab:	
160	95

KEINE AUTOMEDIKATION  
ZIEHEN SIE IHREN ARZT  
ODER APOTHEKER ZU RATE

CE  
0318

